

Bande de pansement pour enfants - Réf. 20786



Présentation

- Coverplast® kids est une bande de pansement consu pour les enfants.
- Elle est constitué d'un support en polyéthylène avec imprimés d'animaux, enduit d'une masse adhésive acrylique.
- Une compresse absorbante neutre et non adhérente est placée au centre du pansement.
- Coverplast® kids comporte un protecteur en deux parties pour faciliter la pose.

Caractéristiques

- **Indications** : soins des plaies superficielles peu exudatives (coupures, vaccins, prises de sang...).
 - **Contre-indications** : allergie à l'un des composants.
 - Destiné aux peaux sensibles.
 - Pigments d'impression des illustrations non toxique.
 - Résiste à la salive et à l'eau.
 - Mixte pour les filles et les garçons, conforme.
 - **Composition** : - Support : film polyéthylène avec imprimés animaux en Flexocure Gemini (homologué non toxique) ;
- Compresse : non tissé blanc en viscose 75% et polyoléfin 25% recouvert d'un voile polyéthylène microperforé non adhérent à la plaie ;
- Masse adhésive : en acrylique, ne contient pas de latex ;
- Élément protecteur : film papier siliconé.
 - **Matière** : - ne contient pas de latex naturel, ni dans le produit, ni dans l'emballage.
- ne contient pas de phtalate, ni dans le produit, ni dans l'emballage.
 - **Entretien** : usage unique.
 - **Stérilisation** : Livré non stérile.
 - **Stérilisable** : non applicable.
 - **Classe C.E. du dispositif** : Classe 1, non stérile.
 - **Autorisation CE N°** : déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal, BSN medical GmbH - Allemagne.
 - **Année de première mise sur le marché** : 2012 en France.
 - **Conditions de stockage** : conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de la chaleur, d'une température inférieure à 25°C.
 - **Durée de vie** : 3 ans.
 - **Procédé de destruction** : ceux prévus pour la destruction des pansements (entre autres : incinération) selon réglementation locale.
 - **Conditionnement** : dimensions des pansements de l'assortiment : - 10 pansements de 38 mm X 63mm ;
- 20 pansements de 19 mm X 56mm.
- Présentations : - En bande à découper : 1 m x 6 cm, 1 boîte ou un carton de 120 boîtes ;
- En boîte de 30 pansements individuels : 1 boîte ou un carton de 120 boîtes.
- **Contrôles** : - des matières premières : effectués par le fabricant ;
- des produits finis : adhésivité sur acier par pelage.

Mode d'emploi

- Doit être appliqué sur peau sèche et propre.
- Se conformer aux informations mentionnées sur l'emballage.
- Comme tous les produits adhésifs, appliquer et enlever avec précaution sur les peaux sensibles ou fragiles.