

Oxymètre de pouls - Réf. 01003



Présentation

- Oxymètre de pouls avec sonde rattachée et PI digital modèle pocket affichage sur écran LED 2 couleurs.
- Mesure instantanée de la SPO2 et de la fréquence cardiaque.
- Alarme visuelle pour non détection du capteur, du doigt et de la batterie faible.
- Idéal dans les hôpitaux, environnements mobiles et soins à domicile.
- Classement des dispositifs : Oxymètre de Classe IIa / Capteurs : IIb.
- Numéro organisme notifié : 0123.
- Conforme à la directive 93/42/CEE

Description

- Matières : en ABS sans plomb.
- Contient du Latex : non.
- Plage de mesure instantanée de la SPO2 : 0-99% ; Précision : +/- 3%.
- Plage de mesure de la fréquence du pouls : 30 - 254 BPM (+/- 1 bpm) ; précision : +/- 2 BPM ; indicateur du graphique en barre.

Caractéristiques techniques

- Substance impropre : produit attaquant l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène).
- Pièces constitutives : 2 Piles (alcaline AAA LR6), un capteur adulte, un câble USB et un CD d'installation.
- Rohrs : Non applicable pour les DM.
- Marquage sur le DM : N° de série, CE0123, Date fabrication, modèle MD30011.
- Stockage particulier : dans un lieu où la température ambiante est comprise entre -20 et 55°C, à une humidité relative inférieure à 93%. Dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil.

Désignation	Oxymètre de pouls, PI et bargraphe	Capteur adulte
Dimensions	Boîtier : Lo 135 x La 42 x H 20 mm	Lo 60 x La 26 x H 26 mm
Prise de mesure	---	Prise de mesure à l'index
Résistance température (C°)	Stockage = - 20 à 55°C ; en opération = 5° à 40°C	Idem
Poids net	65 g	47 g
Couleurs	Gris et bleu	Gris
Ecran	Écran LED 2 couleurs, SpO ₂ , PR, PI, Poulos ; 25x15 mm	---
SpO ₂	Plage de mesure	0-99%
	Précision	+/- 3% entre 80 et 99% ; +/- 3% entre 70 et 80%
Fréquence du pouls	Plage de mesure	30-254BPM +/- 1 bpm
	Précision	+/-2 BPM ou +/-2%
	Intensité du pouls	Indicateur du graphique en barre
Autonomie	50 h	---

Utilisation

- Dispositif permettant de mesurer la saturation pulsée en oxygène de l'hémoglobine (SpO₂) du sang et la fréquence du pouls des patients adultes et pédiatriques à l'hôpital, dans les établissements de type hospitalier, les transports et les environnements mobiles, ainsi que dans les soins à domicile. Logiciel de transmission et câble USB fourni pour les données sur PC (pas de MAC).

Mode d'emploi

- Branchez la sonde dans le boîtier.
- Appuyez sur la pince, placez un doigt dans l'ouverture.
- Appuyez une fois sur l'interrupteur, situé sur le panneau avant.
- Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage. Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil pour plus de précisions.

Précaution d'emploi

- Le doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne, attention dans le cas d'un vernis à ongle, les données peuvent être erronées.
- La prise doit se faire suivant les recommandations des praticiens, des facteurs extérieurs peuvent nuire à la précision de la mesure, comme transpiration, pigmentation de la peau, vernis à ongle, ongles non propres ou détériorés.

Informations complémentaires

- Recyclage : Oui, la récupération des déchets se fait dans les bacs à déchet électrique et électronique.
- DEEE/REACH : Oui/NC ; PVC/ PHTALATES : Non/ Non.
- Données de sécurités : Phrases R = Nul ; Combinaison de phrases = Nul.