

## Savon Dermanios Scrub CG



Flacon 500 ml avec pompe



Flacon Airless 1 L



Flacon 1 L avec pompe



Bidon 5 L

### Description

- Le savon antiseptique Dermanios Scrub CG permet le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale par lavage des mains et avant-bras.
- Engagement Aniosafe.
- Sa formule permet le maintien de l'hydratation de la peau. De plus, elle évite l'élimination des acides gras constitutifs.

### Caractéristiques techniques

- **Composition :** Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.
- **Propriétés microbiologiques :** - Bactéries : EN 1040, EN 13727 (juillet 2012), EN 1499 : 30 sec. ;  
- Levures / Moisissures : EN 1275, EN 1650 : 30 sec. ;  
- Virus : BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus HSV1, VRS : 30 sec.

### Mode d'emploi

- Se mouiller les mains.
- Déposer une dose de Dermanios Scrub CG (3 ml soit 2 pressions de pompe) dans le creux de la main.
- Savonner mains et poignets durant 30 secondes.
- Rincer abondamment mains et poignets.
- Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains stériles.

### Précautions d'emploi

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
- Utilisez les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Référence	Volume
9865L	500 ml
9866L	1 L
9867L	1 L
9868	5 L