

## Collecteur d'aiguilles Sanibox, réf. 1272



### Description

- Le collecteur d'aiguilles Sanibox est un dispositif permettant de conditionner et éliminer les aiguilles usagées en milieu médical.
- Il est très utilisé en milieu hospitalier, clinique, centre de soins, hospitalisation à domicile, laboratoires de biologie et de recherche, cabinets médicaux, infirmiers, vétérinaires et dentaires.

### Caractéristiques techniques

- **Matériau** : en polystyrène ½ choc et styrène butadiène (SAN) type alimentaire sans chlore.
- **Nettoyage** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Conformité** : conforme à la norme NFX 30-500.

### Mode d'emploi

- Enfoncer le bouton poussoir vert pour ouvrir la boîte.
- Introduire l'aiguille à l'intérieur.
- Relâcher le bouton poussoir et pivoter la seringue. L'aiguille est détachée.
- Pour une fermeture définitive, enfoncer le bouton rond vert.