

Savon liquide unidosé 10 ml Gilbert, réf. 102IWB / 102IWC



- ✓ Nettoie la peau en douceur sans la dessécher.
- ✓ Respecte les peaux sensibles.
- ✓ Adapté pour l'hygiène intime.



Description

- Toilette et soins infirmiers des peaux sensibles.
- Néonatalogie – Gynécologie – Gériatrie.
- Le Savon liquide hypoallergénique stérile nettoie la peau en douceur sans la dessécher. Il respecte les peaux sensibles. Il laisse la peau douce et souple après utilisation. Un léger film protecteur se forme sur la peau.
- Adapté pour l'hygiène intime.



Caractéristiques techniques

- **Composition** : AQUA (WATER) / EAU, POTASSIUM COCOATE, GLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, POTASSIUM HYDROXIDE.
- **Type de dispositif** : dosette de savon liquide à usage unique.
- **Contenance** : 10 ml.
- **Zone d'utilisation** : usage externe.
- **Péremption avant ouverture** : 36 mois.
- **Conditionnement** : - réf. **102IWB** : par boîte de 60 dosettes ;
- réf. **102IWC** : par lot de 10 dosettes.
- **Origine** : fabrication française.



Mode d'emploi

- Appliquer sur la peau ou les muqueuses de la zone intime externe préalablement mouillées.
- Faire mousser puis rincer à l'eau claire.



Précautions d'emploi

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas utiliser une unidosé endommagée.
- Ne pas utiliser une unidosé pour le nettoyage des plaies.
- Ne pas utiliser dans les yeux ou dans le nez.
- En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- A utiliser par un personnel qualifié en néonatalogie.
- **Attention**, en dessous de 15°C, un trouble, plus ou moins important, se forme à l'intérieur de l'unidosé : il s'agit d'un phénomène naturel dû à la nature colloïdale de la solution. Il est sans incidence sur la qualité du produit. Le savon liquide reviendra limpide après réchauffement.